





## schülke Instrumentenwannen

Wir bieten für jeden Bedarf die passende Wanne.  
In allen Größen, mit weißem oder transparentem Deckel,  
mit Instrumentenbehälter und Auslaufhahn.



|   | Artikelbezeichnung                    | Artikelnummer | Abmessung*<br>innen (in mm) | Abmessung*<br>außen (in mm) |
|---|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   | <b>3 L Wanne – Komplett-Set</b>       |               |                             |                             |
|   | Deckel weiß                           | 144 307       | 250 x 150 x 120             | 300 x 185 x 125             |
|   | Deckel transparent                    | 144 308       | 250 x 150 x 120             | 300 x 185 x 125             |
|   | <b>5 L Wanne – Komplett-Set</b>       |               |                             |                             |
|   | Deckel weiß                           | 144 407       | 500 x 170 x 120             | 555 x 205 x 135             |
|   | Deckel transparent                    | 144 408       | 500 x 170 x 120             | 555 x 205 x 135             |
|  | <b>10 L Wanne – Komplett-Set</b>      |               |                             |                             |
|   | Deckel weiß                           | 144 507       | 340 x 260 x 170             | 400 x 300 x 180             |
|   | Deckel transparent                    | 144 508       | 340 x 260 x 170             | 400 x 300 x 180             |
|   | <b>30 L Wanne – Komplett-Set</b>      |               |                             |                             |
|   | Deckel weiß / mit Auslaufhahn         | 144609        | 560 x 370 x 225             | 620 x 405 x 240             |
|   | Deckel transparent / mit Auslaufhahn  | 144610        | 560 x 370 x 225             | 620 x 405 x 240             |
|   | Deckel weiß / ohne Auslaufhahn        | 144607        | 560 x 370 x 225             | 620 x 405 x 240             |
|   | Deckel transparent / ohne Auslaufhahn | 144608        | 560 x 370 x 225             | 620 x 405 x 240             |

Die Komponenten sind auf Anfrage auch einzeln erhältlich. Aufbereitung nicht über 55 °C.

\* Abmessungen: Länge x Breite x Höhe



Schülke & Mayr GmbH ist zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 13485 (Reg.-Nr. 004567-MP23) und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem gem. Öko-Audit-Verordnung (Reg.-Nr. D-150-00003).

Schülke & Mayr GmbH  
22840 Norderstedt, Germany  
Telefon +49 (0) 40 - 521 00 - 0  
Telefax +49 (0) 40 - 521 00 - 318  
www.schuelke.com  
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr AG  
Sihlfeldstrasse 58  
8003 Zürich, Schweiz  
Telefon +41 (0) 44 - 466 55 44  
Telefax +41 (0) 44 - 466 55 33  
mail.ch@schuelke.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H  
Seidengasse 9  
1070 Wien, Österreich  
Telefon +43 (0) 1 - 523 25 01 - 0  
Telefax +43 (0) 1 - 523 25 01 - 60  
office.austria@schuelke.com

2343 / 1 / 02.10 / A / westwerk  
Produktinformation wird nicht vom  
Änderungsdienst erfasst.