



DATENBLATT „GENTLE SKIN ISOPRETEX OP“

Produktbeschreibung:

*OP-Handschuhe aus Polyisopren,
paarweise verpackt,
latexfrei, proteinfrei, steril, puderfrei,
anatomisch geformt, mit Rollrand,
zum Einmalgebrauch*

Rösner-Mautby Meditrade GmbH
Thierseestr. 196
D-83088 Kiefersfelden – Germany
Telefon: +49 (0)8033/9760-0
Fax: +49 (0)8033/9760-60
E-Mail info@meditrade.de
Internet www.meditrade.de
ILN-Nr. 42 500164 0000 4

Hersteller: Rösner-Mautby Meditrade GmbH

Artikelnummer: 9522- 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5

Verpackung: 50 Paar / Box; 6 Boxen / Karton

Handschuhmaße:

Größe	Handschuhlänge	Handschuhbreite
6,5	ca. 295 mm	83 mm +/- 5 mm
7	ca. 295 mm	89 mm +/- 5 mm
7,5	ca. 295 mm	95 mm +/- 5 mm
8	ca. 295 mm	102 mm +/- 5 mm
8,5	ca. 295 mm	108 mm +/- 5 mm

Wandstärke:

Schaft	0,160 +/- 0,02 mm
Handfläche	0,200 +/- 0,02 mm
Finger	0,200 +/- 0,02 mm

Inhaltsstoffe: Kunststoff (synthetisches Latex), ZDBC, ZDEC, ZMBT, Sulphur, Antioxidant, Polymer, Farbstoff

Haltbarkeit: 5 Jahre bei produktgerechter Lagerung
(kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, Temperaturen über 25° Grad vermeiden)

Zertifizierung: EN ISO 9001:2008
EN ISO 13485:2003 + AC:2007
Anhang V, Abschnitt 3 der Richtlinie 93/42/EWG
CE-Kennzeichnung nach Klasse II a

EN 455-1: Ja
AQL 0,65

EN 455-2: Ja

EN 455-3: Ja