

Die
mobile, **sanfte**
Messung

Das erste Gerät mit
wiederaufladbarem Akku



www.visomat.de/handy-soft

handy soft

Handgelenk-Blutdruckmessgerät



Nie wieder Batterien. handy soft ist das erste Gerät mit wiederaufladbarem Akku. Der integrierte Langzeit-Akku hat bei täglich 3 Messungen eine Lebensdauer von mindestens 20 Jahren. Mit vollgeladenem Akku sind 75 Messungen möglich.



Messung während des Aufpumpens.
Besondes sanft zum Handgelenk



Hautverträgliche **Bügelmanschette** für Handgelenkumfänge von **13,5-21,5 cm**

📦 **Lieferumfang:**

Blutdruckmessgerät
Ladegerät
Aufbewahrungstasche

⊕ **Zubehör:**

Gebrauchsanleitung
Blutdruckpässe

PZN 11119514



Validierte Messgenauigkeit nach Deutscher Industrienorm EN ISO 81060-2



großes leicht abzulesendes Display



Arrhythmia control = **Erkennung von Herzrhythmusstörungen** durch optisches Signal



Ampelfunktion zur einfachen Einstufung der Blutdruckwerte



moderne schlanke Bauweise



2 Benutzerspeicher mit je 60 Speicherplätzen sowie Mittelwertanzeige



Datum / Uhrzeit



3 Jahre Garantie