

## Infrarot-Ohrthermometer

schutzhüllenfrei

PZN 11613786

### Produkteigenschaften



Einfache Benutzung ohne Hygiene-Schutzhüllen



Auch zur Messung von Oberflächentemperaturen



Silent Mode  
Signalton abschaltbar



Beleuchtetes Display mit Farbwechsel bei Fieber



Speicherung mit Datum und Uhrzeit



Umschaltbar °C/°F

- Sehr einfach zu benutzen
- Klinisch getestet
- Von Ärzten empfohlen
- Genaue Ergebnisse in nur 1 Sekunde



### Infrarot-Ohrthermometer

- Zur Messung der menschlichen Körpertemperatur im Ohr
- Verwendung **ohne** Hygiene-Schutzhülle
- Schnelle Messung in 1 Sekunde
- Auch zur Messung von Oberflächentemperaturen geeignet (z. B. Babyflasche, Badewasser, Umgebungstemperatur)
- Speicherung der letzten 12 Messwerte mit Datum und Uhrzeit
- Silent Mode: Signalton abschaltbar
- Beleuchtetes Display mit Farbwechsel bei Fieber
- Umschaltbar °C/°F
- Langzeitbatterie für ca. 1000 Messungen
- Automatische Abschaltung