

Nitril® 3000 X-Long Blue

Unser extralanger Nitriluntersuchungs- und Schutzhandschuh /
Our extra long nitrile examination and protective glove



Physikalische Eigenschaften / Physical properties:

REF	Größe / Size	Länge / Length (mm)	Breite / Width (mm)
1282XS	Extra-Small	min. 290	75 ± 5
1282S	Small	min. 290	85 ± 5
1282M	Medium	min. 290	95 ± 5
1282L	Large	min. 290	106 ± 5
1282XL	Extra-Large	min. 290	115 ± 5

Reißkraft / Tensile strength (N)	AQL	Bioburden (CFU)
Vor Alterung / Before aging ≥ 6 N	EN 455 / AQL 1,5 EN 374 / AQL 1,5	< 50 (CFU = colony- forming unit)
Nach Alterung / After aging ≥ 6 N		

Wandstärke / Thickness (mm)	
Handfläche / Palm	min. 0,100
Finger	0,120 mm ± 0,030

Prüfnormen / Testing standards

EN 455-1 / -2 / -3 / -4	Ja / Yes
EN 374-1 / -2 / -3	Ja / Yes
EN 388	Ja / Yes
EN 420	Ja / Yes

Allgemeine Informationen / General information:

Produktbeschreibung / Product description:

Nitriluntersuchungshandschuh, blau, puderfrei, unsteril, texturiert, Rollrand, beidhändig passend, für den Einmalgebrauch. /

Nitrile examination glove, blue, powderfree, non-sterile, textured, beaded cuff, ambidextrous, disposable.

Inhaltsstoffe / Ingredients:

Nitrilbutadienkautschuk, KOH, Sulfur, ZDEC, ZnO, Poly(dicyclopentadiene-co-P-cresol), Natrium Polynaphthalenesulfonate, Farbpigment. /
Nitrile latex (carboxylate butadiene acrylonitrile latex), KOH, sulphur, ZDEC, ZnO, poly(dicyclopentadiene-co-P-cresol), sodium polynaphthalenesulfonate, color pigment.

Oberflächenbehandlung / Surface treatment:

Chloriniert / Chlorinated

Verpackung / Packing:

100 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton /
100 pcs. per package; 10 packages per carton

Haltbarkeit / Shelf life:

3 Jahre bei produktgerechter Lagerung: kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht schützen, Temperaturen unter 5 °C und über 30 °C vermeiden. /

3 years if stored properly: store in a cool and dry place, protect from sunlight and fluorescent light. Avoid temperatures below 5 °C and higher than 30 °C.

Qualitätszertifikate / Quality certificates:

- EN ISO 9001; EN ISO 13485
- 93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse I / Medical product of class I
- 89/686/EWG / EEC: Persönliche Schutzausrüstung der Kat. III / Personal protective equipment of cat. III
- Lebensmittelkonformität gem. EG-Verordnung / Food Compliance acc. to EC Directive 1935/2004

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.