



Gentle Skin® Micro OP®

Der tastsensible OP-Handschuh aus Latex

Charakteristik

Der Gentle Skin® Micro OP® wurde speziell für feinchirurgische Anwendungen entwickelt. Er besitzt optimale Tastsensibilität und ist etwas dünner im Vergleich zu anderen OP-Handschuhen. Trotz der geringeren Wandstärke wird höchste Sicherheit durch die Erfüllung aller Standards und Normen gewährleistet. Die Farbe und die außerordentlich gute Passform des Handschuhs ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten, speziell im Bereich der Ophthalmologie.

Steril, puderfrei, mikrogeraut, anatomisch geformt, mit Rollrand, für den Einmalgebrauch.

Anwendung

OP-Handschuh und PSA (Persönliche Schutzausrüstung) der Kat. III, getestet nach EN 374 (Schutz gegen Chemikalien und Mikroorganismen). OP-Handschuh für höchste Ansprüche in Bereichen, in denen ein besonders sensibles Tastempfinden gefordert ist. Deshalb besonders geeignet für den Einsatz in der Mikrochirurgie, Neurologie und Ophthalmologie. Generell in allen chirurgischen Bereichen mit sterilen Erfordernissen und überall dort, wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt. Ideal für alle hochinfektiösen Situationen in Kranken-



häusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie. Auch geeignet für das Double-Gloving.

steril, paarweise verpackt

Größe	REF	Packungsinhalt	Versandeinheit	PZN
6	90316	50 Paar	4 Packungen	06972460
6,5	903165	50 Paar	4 Packungen	06972589
7	90317	50 Paar	4 Packungen	06972595
7,5	903175	50 Paar	4 Packungen	06972626
8	90318	50 Paar	4 Packungen	06972655
8,5	903185	50 Paar	4 Packungen	06972661