


Gummi-Latex-Fingerling mit integriertem Reißhäkchen  
zum schmerzfreien Öffnen der Fruchtblase



AMNICOT zum präzisen Öffnen der Fruchtblase ohne Einsatz von Instrumenten.  
Der Gummi-Latex-Fingerling mit integriertem Reißhäkchen ermöglicht ein  
schmerzfreies Auftrennen des Amnions ohne weitere Assistenz.



## Eigenschaften

- Ideal zur gezielten Amniotomie mit geringer Belastung für die Patientin
- Präzises Ansetzen des Reißhäkchens, da der Finger im Gegensatz zum starren Instrument flexibel reagieren kann.
- Geringere Dehnung der Cervix bedeutet weniger Schmerzen.
- Steril
- Nur zum Einmalgebrauch - nicht autoklavierbar
- Verfügbar im Karton mit 100 Einzelverpackungen

---

REF 640005

---

Material Latex

---



## Patienten-Temperatur- Management

Präzise Erwärmung und Kühlung Ihrer Patienten im OP und in der Intensivpflege zur Verbesserung des Heilungsverlaufs



## Anti-Dekubitus- Systeme

Schmerzlindernde Druckentlastung mit hohem Liegekomfort für Ihre Patienten



## Ultraschall- vernebelung

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für eine erfolgreiche Inhalationstherapie

