

MEDISANA®

Pulsoximeter PM 100

Art.-Nr. 79455 | EAN 40 15588 79455 1

Pulsoximeter zur Messung der Blutsauerstoffsättigung (SpO₂%) und der Herzfrequenz (Pulsfrequenz)

Messwertdarstellung auf OLED-Display

Einstellbare Displayhelligkeit in 10 Stufen

Einfache „One Touch“ Bedienung – ideal auch für unterwegs

OLED
DISPLAY



3 JAHRE
GARANTIE

MDD 93/42/EWG



Funktion | Anwendung

Pulsoximeter zur Messung der Blutsauerstoffsättigung (SpO₂%) und der Herzfrequenz (Pulsfrequenz)

Sauerstoffsättigung (SpO₂) und Pulsfrequenz können in Balken- oder Wellenform dargestellt werden

Messwertdarstellung auf OLED-Display

6 unterschiedliche Ansichtsperspektiven

Einstellbare Displayhelligkeit 10 Stufen

Einfache „One Touch“ Bedienung – ideal auch für unterwegs

Automatische Abschaltung nach 8 Sekunden

Batteriestandsanzeige

Inklusive Trageband

Zertifiziertes Medizinprodukt*

*Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukteverordnung)

Technische Daten

Größe: 5,8 x 3,4 x 3,5 cm

Gewicht: 53 g

Messbereich: SpO₂: 70% ~ 100%
Puls: 30 – 235 Schläge/Min.

Batterien: 2 x 1,5 V (AAA)

Packungsinhalt

Pulsoximeter

Batterien

Bedienungsanleitung

Trageband

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | tbd | tbd

VPE

4 Stück | tbd | tbd