


## miro-tex

kohäsive Kurzzugbinde



miro-tex ist eine kohäsive, hautfarbene Kompressionsbinde mit mikropunktueLLer Latexbeschichtung. Die Binde haftet auf sich selbst aber nicht auf der Haut bzw. Haaren. Sie ist wirtschaftlich, da nur wenige Bindetouren benötigt werden und gewährleistet einen sicheren Sitz ohne zu verrutschen. Verbandklammern werden nicht benötigt.

### Anwendungsgebiete:

- für Stütz-, Kompressions-, und Entlastungsverbände
- für Versorgungen im phlebologischen und lymphologischen Fachbereich

### Bestellinformationen:

Breite	Art-N°	PZN	Länge	VE
6cm	50406	06854826	ca. 5m	1 St.
8cm	50408	06854832	ca. 5m	1 St.
10cm	50410	06854849	ca. 5m	1 St.
12cm	50412	06854855	ca. 5m	1 St.

(Länge gedehnt)

### Materialzusammensetzung:

88% Baumwolle

11% Polyamid

1% Polyurethan

Beschichtung: Latex-Punktbeschichtung

### Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Haltbarkeitsüberwachung.

<b>Dehnung ca. (in %):</b>	80%
<b>Sterilisation:</b>	unsteril
<b>waschbar bis:</b>	entfällt
<b>CE-Kennzeichnung:</b>	<b>CE</b>
<b>Zolltarifnummer:</b>	3005.9050
<b>Haltbarkeit:</b>	3 Jahre
<b>Klassifizierung:</b>	I unsteril
<b>Anhang:</b>	I und VII, nach RL 93/42 EWG
<b>Regel:</b>	1
<b>Produkt zum einmaligen Gebrauch</b>	ja

**miro Verbandstoffe GmbH**  
In den Wiesen 3  
D-51674 Wiehl  
Germany

Fon: +49 (0)22 62 – 7248-0  
Fax: +49 (0)22 62 – 7248-48  
info@miro-verbandstoffe.de  
www.miro-verbandstoffe.de

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.