

## miro-haft/fein

kohäsive, elastische Fixierbinde, glatt



miro-haft/fein ist eine kohäsive, elastische Fixierbinde mit feiner Struktur und universellem Einsatzbereich. Sie lässt sich faltenfrei anlegen (gut modellierbar) ohne abzuschneiden und ist dabei wirtschaftlich, da nur wenige Bindetouren benötigt werden. Die Binde haftet auf sich selbst aber nicht auf der Haut bzw. Haaren. Verbandklammern werden nicht benötigt. Farbe: weiß

Auch in *rot, gelb, grün, blau, schwarz und lila* erhältlich (nur in 20m Länge!).

### Anwendungsgebiete:

- zum schnellen Fixieren von Kompressen, Wundauflagen, Salbenverbänden und für Cast-Schienen
- zum Fixieren, Stützen und Entlasten z.B. bei Verstauchungen, Verrenkungen oder nach Gipsabnahme
- erschwert als Unterzug das Verrutschen von Kompressionsverbänden

### Bestellinformationen:

Breite	Art-N°	PZN	Länge	VE
4cm	33504	06854499	ca. 20m	1 St.
6cm	33506	06854507	ca. 20m	1 St.
8cm	33508	06854513	ca. 20m	1 St.
10cm	33510	06854536	ca. 20m	1 St.
12cm	33512	06854542	ca. 20m	1 St.

in 4 Meter Länge:

Breite	Art-N°	PZN	Länge	VE
4cm	33604	n. gelistet	ca. 4m	1 St.
6cm	33606	n. gelistet	ca. 4m	1 St.
8cm	33608	n. gelistet	ca. 4m	1 St.
10cm	33610	n. gelistet	ca. 4m	1 St.
12cm	33612	n. gelistet	ca. 4m	1 St.

(Länge gedehnt)

### Materialzusammensetzung:

39% Viskose

61% Polyamid

Beschichtung: Latex-Punktbeschichtung

### Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Haltbarkeitsüberwachung.

<b>Dehnung ca. (in %):</b>	100%
<b>Sterilisation:</b>	unsteril
<b>waschbar bis:</b>	entfällt
<b>CE-Kennzeichnung:</b>	<b>CE</b>
<b>Zolltarifnummer:</b>	3005.9050
<b>Haltbarkeit:</b>	3 Jahre
<b>Klassifizierung:</b>	I unsteril
<b>Anhang:</b>	I und VII, nach RL 93/42 EWG
<b>Regel:</b>	1
<b>Produkt zum einmaligen Gebrauch</b>	ja

**miro Verbandstoffe GmbH**  
In den Wiesen 3  
D-51674 Wiehl  
Germany

Fon: +49 (0)22 62 – 7248-0  
Fax: +49 (0)22 62 – 7248-48  
info@miro-verbandstoffe.de  
www.miro-verbandstoffe.de

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.