


## miro-stripe

fertig konfektioniertes Injektionspflaster



**miro-stripe**



**miro-kidstripe**

miro-stripe ist ein fertig konfektioniertes Injektionspflaster mit Wundkissen. Das wasserabweisende Trägermaterial ist mit einem hautfreundlichen Polyacrylat-Kleber beschichtet.

miro-kidstripe ist ein Kinderpflaster in zwei Größen und zwei Farben mit verschiedenen Motiven. Das wasserabweisende Trägermaterial ist mit einem hautfreundlichen Polyacrylat-Kleber beschichtet.

Beide Produkte enthalten kein Latex.

### Anwendungsgebiete:

- bei leichten Verletzungen wie Schürfwunden oder oberflächigen Schnittwunden
- zur Versorgung nach der Blutentnahme
- zur Erstversorgung

### Bestellinformationen:


Abmessung	Art-N°	PZN	Kompresse (ca.)	VE
Gr. I 10 x 40mm (miro-stripe)	17101	06853784	10 x 20mm	400 St. per Box
Gr. II 20 x 60mm (miro-stripe)	17102	06853790	20 x 25mm	200 St. per Box
72 x 19mm 63 x 19mm (miro-kidstripe)	17103	03678079	11 x 25mm 11 x 20mm	12 St. 8 St. (per Box)

### Materialzusammensetzung:

Trägermaterial: 100% Polyethylen-Folie  
 Kleber: hautfreundlicher Polyacrylat-Kleber  
 Kompresse: 100% Viskose, Polyesternetz um ein Verkleben mit der Wunde zu vermeiden

### Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Haltbarkeitsüberwachung.  
 Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung.  
 Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

<b>Dehnung ca. (in %):</b>	entfällt
<b>Sterilisation:</b>	unsteril
<b>waschbar bis:</b>	entfällt
<b>CE-Kennzeichnung:</b>	
<b>Zolltarifnummer:</b>	3005.1000
<b>Haltbarkeit:</b>	5 Jahre
<b>Klassifizierung:</b>	I unsteril
<b>Anhang:</b>	I und VII, nach 93/42 EWG
<b>Regel:</b>	4
<b>Produkt zum einmaligen Gebrauch</b>	ja

**miro Verbandstoffe GmbH**  
 In den Wiesen 3  
 D-51674 Wiehl  
 Germany

Fon: +49 (0)22 62 – 7248-0  
 Fax: +49 (0)22 62 – 7248-48  
 info@miro-verbandstoffe.de  
 www.miro-verbandstoffe.de

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.