


miro-clearfix

Fixierpflaster



miro-clearfix ist ein Rollenpflaster aus transparenter, anschmiegsamer Polyethylenfolie. Es ist perforiert und daher leicht quer, längs und mittig reißbar. miro-clearfix ist atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig und leicht mit dem Kugelschreiber zu beschriften.

Anwendungsgebiete:

- zur Fixierung von Verbänden jeglicher Art
- zur Fixierung von Kanülen, Kathetern und Sonden

Bestellinformationen:

Breite	Art-N°	PZN	Länge	VE
1,25cm	53125	03677938	ca. 5m	18 St.
2,50cm	53250	03677944	ca. 5m	12 St.
5,00cm	53500	03677950	ca. 5m	6 St.

Materialzusammensetzung:

Trägermaterial: perforierte Polyethylenfolie

Kleber: hautfreundlicher Polyacrylat-Kleber

Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Haltbarkeitsüberwachung.

Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/ oder Kälte (unter 10 °C) lagern.

Keine direkte Sonneneinstrahlung.

Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	
Zolltarifnummer:	3005.1000
Haltbarkeit:	5 Jahre
Klassifizierung:	I unsteril
Anhang:	I und VII, nach RL 93/42 EWG
Regel:	1
Produkt zum einmaligen Gebrauch	ja

miro Verbandstoffe GmbH
In den Wiesen 3
D-51674 Wiehl
Germany

Fon: +49 (0)22 62 – 7248-0
Fax: +49 (0)22 62 – 7248-48
info@miro-verbandstoffe.de
www.miro-verbandstoffe.de

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.