

SONOPULS 190

Der neue Sonopuls 190 ist schnell und einfach zu bedienen. Die blitzschnelle Aufstart-Funktion, das einfache Einstellen der Behandlungsprotokolle, sein kompaktes und ergonomisches Design mit dem TFT-Bildschirm sowie der sichere therapeutische Erfolg, machen dieses kleine Gerät zu einem wertvollen Therapiegerät für jeden Physiotherapeuten.

Die Ultraschalltherapie ist eine medizinisch geprüfte Therapieart für viele Pathologien. Für ein schnelles Arbeiten sind diverse Behandlungsprotokolle vorprogrammiert. Diese auf medizinischer Erfahrung basierten Protokolle liefern klare Instruktionen, deren Parameter werden vom Gerät automatisch eingestellt.



- Auf erfahrung basierte Protokolle
- Programmierung
- Blitzschnelle Einsatzbereitschaft
- Nristallklarerr TFT Farbbildschirm
- Touch Screen-Funktion
- Zeitsparende Programmierung
- Ergonomisches Design
- Kontaktkontrolle
- Ultra-flexibeles Kabel
- Variante mit 2 integrierten Behandlungsköpfen
- Energiesparend
- Kompakt und elegant
- Sicher, zuverlässig und dauerhaft

SONOPULS 190

STANDARDZUBEHÖR FÜR 1631901, 1631902 UND 1631903

1631810	Behandlungskopf Halter für multifrequenz Behandlungskopf
3442929 ⁽¹⁾	Flacon Echophon Kontaktgel, Flasche 250 ml, ⁽¹⁾
1631750	Gebrauchsanweisung Sonopuls 190 (auf CD)
0167154	Informationsblatt Ultraschallgel
0167278	Informationsblatt Anbringung von US-Kopfhältern Sonopuls 190
3440001	Schraubenzieher
3444357	Netzkabel 230V-EUR

STANDARDZUBEHÖR FÜR 1631904

0169842	Applikatorhalter StatUS™-Applikator
3442941	Gelpad StatUS™ (240x)
3442942	Fixierungsringe gelpad StatUS™ (3x)
1631750	Gebrauchsanweisung Sonopuls 190
1629750	Gebrauchsanweisung StatUS™ Paket 100
1629751	Informations-Booklet StatUS™ Paket 100
3440001	Schraubenzieher
3444357	Netzkabel 230V-EUR

STANDARDZUBEHÖR FÜR 1629901

0169842	Applikatorhalter StatUS™-Applikator
3442941	Gelpad StatUS™ (240x)
3442942	Fixierungsringe gelpad StatUS™ (3x)
1629750	Gebrauchsanweisung StatUS™ Paket 100
1629751	Informationsbroschüre StatUS™ Paket 100

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Ultraschallfrequenzen:	1 und 3 MHz
Ultraschall:	kontinuierlich und pulsierend
Einschaltphase:	5, 10, 20, 33, 50, 80%
Impulsfrequenz:	16 Hz, 48 Hz und 100 Hz
Anzahl US-Anschlüsse:	2
Intensität:	0-2 W/cm ² kontinuierlich, 0-3 W/cm ² pulsierend ⁽²⁾
ERA US Applikator groß:	5 cm ²
ERA US Applikator klein:	0,8 cm ²
ERA StatUS™ Applikator:	5 cm ²
Vorprogrammierte Programme:	25 auf Erfahrung basierende Protokolle für Ultraschalltherapie 52 auf Erfahrung basierende Protokolle für StatUS™ Therapie
Programmierbare Positionen:	20 St.
TFT Touchscreen:	480x272 Pixel
Netzspannung:	100-240 V ± 10% (50/60Hz)
Abmessungen (btxh):	21x19x9 Cm (1631901 und 1631902), 29x19x9 Cm (1631903), 22x16x14 Cm (1631904), 22x12x9 Cm (1629901)
Weight:	1152 Gr (1631901), 1137 Gr (1631902), 1524 Gr (1631903), 1707 Gr (1631904), 930 Gr 1629901

⁽¹⁾ = Der Sonopuls wird mit 1 Flasche Kontaktgel geliefert.
Die Artikelnummer 3442929 ist der 12er-Karton.

⁽²⁾ = Bei einer Auslastung von 80 % beträgt die maximale Ausgabe 2,5 W/cm².

1631904 SONOPULS 190 MIT STATUS™ PACK 100

mit StatUS™ Applikator und Applikatorhalter



1631901 SONOPULS 190

Mit Multifrequenz Behandlungskopf von 5 cm² und Behandlungskopf Halter



1631902 SONOPULS 190

Mit Multifrequenz Behandlungskopf von 0,8 cm² und Behandlungskopf Halter



1631903 SONOPULS 190

Mit Multifrequenz Behandlungskopf von 5 cm² und von 0,8 cm² und 2 Behandlungskopf Halter



1629901 STATUS™ PACK 100

mit StatUS™ Applikator und Applikatorhalter
Kombinierbar mit den Sonopulseinheiten 1631901, 1631902 oder 1631903



SONOPULS 190

AUF ERFAHRUNG BASIERTE PROTOKOLLE

Es stehen 25 auf Erfahrung basierte Protokolle zur Verfügung, die anatomische Bilder und klare Richtlinien zum Behandlungsvorschlag enthalten.

PROGRAMMIERUNG

Neben den 25 vorprogrammierten Protokollen stehen weitere 20 Speicherplätze für eigene Therapie-Protokolle zur Verfügung.

BLITZSCHNELLE EINSATZBEREITSCHAFT

Nach dem Einschalten ist das Gerät sofort betriebsbereit. Es gibt keine Startverzögerungen oder Betriebssysteme, die geladen werden müssen.

KRISTALLKLARER TFT FARBILDSCHIRM

Der kristallklare, kratzfeste Bildschirm erlaubt aus jedem Blickwinkel eine optimale Sicht auf die verschiedenen Parameter.

TOUCH SCREEN-FUNKTION

Das einfache und logische Touch Screen-Menü ist äusserst bedienungsfreundlich.

ZEITSPARENDE PROGRAMMIERUNG

Die Menüstruktur ist für eine rasche Bedienung optimiert. Die meisten Programme benötigen max. 3 Klicks, um eine pathologiespezifische Ultraschall-Applikation zu starten.

ERGONOMISCHES DESIGN

Das neue Design basiert auf Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit. Der Ultraschallkopf passt bequem in jede Hand..

KONTAKTKONTROLLE

Der Ultraschallkopf verfügt über einen 360 Grad-Leuchtring. Diese Lichtanzeige dient als Kontrolle für die tatsächliche Übertragung von Energie auf den Körper und gewährleistet eine effiziente Therapie.

VARIANTE MIT 2 INTEGRIERTEN BEHANDLUNGSKÖPFEN

Die Variante mit 2 integrierten Behandlungsköpfen (0.8 cm² und 5 cm²) erlaubt ein rasches Wechseln zwischen den beiden Köpfen.

ENERGIESPAREND

So paradox es tönt, doch dieses Gerät, dessen Hauptziel es ist, Energie auf den menschlichen Körper zu übertragen, funktioniert äusserst energieeffizient. Aufgrund einer energiesparenden Konstruktion verbraucht das Gerät im Ruhemodus sozusagen keinen Strom.

KOMPAKT UND ELEGANT

Das extrem kompakte und leichte Gerät kann sehr gut transportiert werden. Ein modernes, handliches Gerät, das man zeigen darf!

SICHER, ZUVERLÄSSIG UND DAUERHAFT

Eben ein Produkt von Enraf-Nonius, dem weltweiten Anbieter von Behandlungsgeräten für Physiotherapie und Rehabilitation! Hergestellt mit speziellem Fokus auf Spitzenqualität, Dauerhaftigkeit und Sicherheit.

BEHANDLUNGSKOPF MIT MEHRWERT

Der neue Behandlungskopf ist voll intelligenter Elektronik. Die spezielle Beschichtung erlaubt eine einfache und schnelle Reinigung.

ULTRA-FLEXIBLES KABEL

Das äusserst flexible Kabel folgt jeder Bewegung des Therapeuten und ist somit nie im Weg!



ZUBEHÖR SONOPULS 190

ULTRASCHALL ZUBEHÖR

ULTRASCHALL KONTAKTGEL

3442929	Flacon Echoson Kontaktgel, Falsche 250 ml, 12 St.
3442930	Flacon Echoson Kontakt gel, Flasche 850 ml, 12 St.
3442931	Echoson contactgel, Kanister 5 L
3442932	Spender für 5 L Kanister



3442929



3442930



3442931



3442932

KOFFER UND TASCHEN

3444061	Tasche für Endomed & Sonopuls 1er-Serie, schwarz
---------	--



3444061

ANDERE PRODUKTE, DIE SIE INTERESSIEREN KÖNNTEN

EN-CAR U

Der EN-Car U ist Ihr Gefährte, der Ihnen jedes Enraf-Nonius-Gerät trägt. Ganz gleich, ob Laser-, Ultraschall-, Biofeedback- oder Elektrotherapie - mit dem EN-Car U haben Sie alles in Reichweite.

BESTELLDATEN

1468950	EN-Car U
1468960	EN-Car U3

Siehe auch die Seperate Produktbroschüren am
WWW.ENRAF-NONIUS.COM/ELEKTROTHERAPIE



1468960

1468950

