



Personen- Längenmessstab

5002.02

- ▶ Einfaches System zur Wandmontage
- ▶ Verschleiß- und wartungsfrei

Eigenschaften

- ▶ Längenmessstab zur Wandmontage
- ▶ Kopfanschlag klappbar
- ▶ Verschleiß- und wartungsfrei
- ▶ Montage-Kit im Lieferumfang enthalten

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Eichung	Zifferschnitt mm	Messbereich cm
5002.02.001 Personen- Längenmessstab	Nein	5	105 - 210
