



OHRENBINDE

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Die schwarze Ohrenbinde ist aus Stoff dreieckig ausgeführt und verfügt über angenähte Bänder zur sicheren Fixierung von Kompressen im Ohrbereich.

Zusammensetzung

Baumwolle

Normative und gesetzliche Anforderungen

OHRENBINDE ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie MDD 93/42 EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in die Klasse I, Regel 1, eingestuft.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen.

Verpackung

Primärverpackung: PE-Beutel

Sekundärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Tertiärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

