



PFLEGEKITTEL

REF 664120

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Der Pflegekittel, der **Größe XXL**, ist aus Vliesstoff hergestellt. Im Front- und Armbereich ist er flüssigkeits-, blut- und virendicht. Der gelbe Pflegekittel ist hinten offen, mit elastischen gestrickten Armbündchen versehen, mit Bändern zum Binden an der Taille und Kragen. Die Armbündchen ermöglichen das dichte Anliegen von Einweghandschuhen. Aufgrund seines atmungsaktiven Materials im Rückenbereich ist das Produkt angenehm zu tragen. Die gelbe Farbe des Kittels kann für Zwecke der Bereichszuordnung z.B. bei der Pflege von MRSA und VRSA-Patienten genutzt werden. Die Verwendung des Kittels dient zur Reduktion der Verbreitung von Keimen und Kontaminationen bei pflegerischen und medizinischen Tätigkeiten. Der Kittel ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt, hygienisch einzeln verpackt und sterilisiert.

Kontraindikationen

Kontraindikationen sind nicht bekannt

Bei einer bekannten Allergie gegen die u.g. Komponente darf das Produkt nicht angewendet werden.

Zusammensetzung

Polypropylen (SPP), Polyethylen im Front- und Armbereich
Armbündchen: Gemisch aus Polyester und Baumwolle

Normative und gesetzliche Anforderungen

PFLEGEKITTEL ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in Klasse I, Regel 1 eingestuft.

Die Dichtigkeit gegen Flüssigkeiten, Blut, und Viren ist nach ASTM F 1670 "Synthetic Blood Test", ASTM F 1671 "Viral Penetration Test", ASTM F 739 „ Test for Permeation of Liquids“, ASTM F 903 „Test of resistance to penetration by liquids“ AAMI PB 70- AATC 127 "Liquid barrier performance" für den Front- und Armbereich nachgewiesen.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: OPP-Beutel

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:



sterilisiert